

# セパブルフラスコが使用可能なサイズ可変式

## パーソナル有機合成装置 ケミステーション ChemiStation™

Personal Organic Synthesizer PPV-5460型



PPV-5460

容器は含みません

### ■操作部



### ■各種アダプター、防滴カバー、冷却管、ガラス製反応容器適合表

試験管アダプター		防滴カバー	冷却管		
容器 外径 (φ)	標準 仕込量 (mL)	容器外径 φ30~φ60	超小型 コンデンサ φ15/25	小型 コンデンサ NS14/23	ジムロート コンデンサ NS/14/23
30	30	○		○	○
34	50	○		○	○
38	50	○		○	○
50	100	○		○	○
60	150	○		○	○
60	150	○		○	○
60	150	○		○	○
60	150	○		○	○

試験管アダプター		ガラス製反応容器					
容器 外径 (φ)	標準 仕込量 (mL)	枝付き	ワンピース フラスコ		小型セパブル フラスコ		
		2口	3口	4口	6口	3口	4口
30	30	○					
34	50	○					
38	50				○		
50	100				○		
60	150		○				
60	150			○			
60	150					○	
60	150						○

### ■各種アダプター、防滴カバー、オンヘッド部、ステンレス製反応容器適合表

試験管アダプター		防滴カバー	オンヘッド部	ステンレス製反応容器	
容器 外径 (φ)	標準 仕込量 (mL)	容器外径 φ30~φ60	HIP-HEAD2	温度センサ用保護管	
				無	付
30	11	○	○		○
30	14	○	○	○	
60	63	○	○		○

一般的な液相有機化学実験用にデザインされた省スペースの合成装置です。反応容器の種類やサイズを組合せて一度に4種類の実験ができるので、新規反応や新規触媒の開発、反応条件検討などの研究が効率的に行なえます。アルミブロック恒温槽による個別温度調節機能、強磁力マグネチックスターラーによる攪拌機能を装備しています。

- 試験管アダプターの交換により反応容器のサイズを変更できます。合成スケール11~150mLの幅広いレンジで実験が可能です。ガラス製反応容器とステンレス製反応容器を組合せて使用可能です。
- 小型セパブルフラスコも使用できます。大口径なので仕込みから掻出し・洗浄まで簡単にできます。用途によりサイズ、口数で4種類から選択可能です。
- 4個の加熱ブロックに対応して、それぞれ温度センサ、温度調節器を装備しています。各反応容器個別に温度開始・停止、温度設定が可能です。冷却水が常時流れているため、高温反応後、温度調節を停止すれば急速に冷却されるので、過剰反応が起こりにくくなります。
- 4本の反応容器内の攪拌子に対応して、それぞれ強磁性駆動マグネットを装備していますので、強力で確実な攪拌が得られます。回転は、4つの駆動軸を1つのモーターで制御し、低速から高速まで安定した回転調節ができます。難溶性粉体試薬や固体触媒を用いる反応実験も可能です。

製品名		パーソナル有機合成装置(ケミステーション)
型 式	PPV-5460	
製品コード No.	254870	
攪拌方式	強磁性マグネチックスターラー	
性 能	反応容器本数	1~4本
	合成スケール	11~150mL(使用する反応容器による) ※反応容器関連パーツは別売り
	温度調節範囲	-27~200℃(4×個別温度調節) ※冷却水循環装置が必要です(脚注参照)
	温度調節精度	±0.5℃
	回転速度範囲	50~900rpm(水の時)
機 能	温度設定・表示	シートキー入力・デジタル表示(-40.0~200.0℃)
	攪拌設定・表示	ポリウム設定・デジタル表示(20~2000rpm)
	ガス置換	真空引き+不活性ガス導入による(容器に依存)
	還流	ジムロート冷却管による高効率還流
	試薬添加方法	ビベット、シリンジ、滴下ロート(マニュアル添加)
規 格	反応観察	アルミブロック部のスリットによる(照明付)
	安全機能	漏電・過電流ブレーカ、独立過昇防止器、温度調節自己診断機能(可変式上限温度、固定式上限温度、センサ異常)、デフロストヒータ、二重チャンバー、滴受けトレイ、ヒューズ、モーター過負荷保護
	接液部材質	ガラス、テフロン®
	冷却水接続口	冷却カートリッジ:外径12mmホース口
	ガス接続口	電気部エアパージ:外径6mmワンタッチ継手
構 成	アルミブロック寸法	外径φ60mm反応容器用(試験管アダプター未設置)
	使用周囲温度範囲	5~35℃
	外寸法(mm)・質量	475W×383D×290H・26kg
	電源入力・電源電圧	13A、1300VA・AC100V 50/60Hz
	反応容器関連パーツ	別売り
価 格	防滴カバー	φ60試験管アダプター 製品コードNo.228020 ￥7,000(×4個)
	温度調節・攪拌部	PPV-CTRL1型 製品コードNo.227230 ￥1,280,000
	価格	¥1,308,000

※性能は室温20℃、定格電源電圧、無負荷時の値です。  
 ※温度調節を行なうには冷却水循環装置(CA-1115型、CA-1320型、またはNCB-2400型)との接続が必要です。  
 ※還流を行なうには、水道水または冷水循環装置(ACE-2000型)との接続が必要です。  
 ※試験管アダプター、防滴カバー、反応容器、攪拌子、その他パーツは別売りです。  
 ※マニュアルド(PPV-34M型 製品コードNo.228110 価格¥78,000)、スタンダードユニット(製品コードNo.228150 価格¥115,000)、保冷ホースセットは別売りです。

### ■付属品

温度調節・攪拌部	ヒューズ(1)、接地アダプター(1)
----------	--------------------

## POINT

反応容器のサイズ・種類を組替えることでさまざまなシステムの構築が可能


標準使用  
φ60  
反応容器枝付き試験管  
セパラブルフラスコ  
3・4口反応容器  
耐压容器

+

防滴カバー  
試験管  
アダプター

PPV-5460型はφ60反応容器が標準使用ですが、試験管アダプターの追加で、反応容器のサイズや種類を変更することができます。ガラス製反応容器とステンレス製反応容器合せて10種類の中から選択可能です。反応容器の種類からパーツまできめ細かく選定できるので、使用目的ごとに異なる要望に応えるシステムの構成が可能です。

## システム構成



## ● マニフォールド

冷却水循環、真空引き、不活性ガスを分岐するための中継パーツです。構造は上下に独立した2系統の分岐経路。冷却管4箇所への冷却水のIN/OUTの分岐、三方コック4か所への真空ライン（10～25hPa）/不活性ガスの分岐などに使用できます。

## ● スタンドユニット

マニフォールドの支柱の役割と共に最大4本の冷却管を保持するためのクランプ機構を備えています。


## ● 冷却管

ガラス製反応容器使用時に蒸気を還流する際にご使用ください。4サイズ取揃えています。


## ● 耐压容器用オンヘッド部

耐压容器使用時に取付け、反応ガス導入・バージ・内圧の確認が行なえます。上限圧力を超えないリリーフ弁付きです。

## 反応容器 構成

冷却管、耐压容器用  
オンヘッド部 など反応容器  
・枝付き試験管  
・セパラブルフラスコ  
・3・4口反応容器  
・耐压容器

防滴カバー



試験管アダプター

耐压容器用  
オンヘッド部11・14mL  
耐压容器  
(保護管付き・なし)

φ30

φ30

30・50mL  
枝付き  
試験管

φ34

φ34

超小型コンデンサ  
小型コンデンサ  
ジムロートコンデンサ50・100mL  
小型セパラブル  
フラスコセット  
(6口)  
50mL 100mL

φ38

φ38

150mL  
小型セパラブル  
フラスコセット  
(3・4口)

φ50

φ50

150mL  
3・4口  
反応容器

標準付属φ60

標準付属φ60

耐压容器用  
オンヘッド部63mL  
耐压容器  
(保護管付き)

φ60

φ60



## 反応容器関連パーツ

製品名	型式	製品コードNo.	価格
① 枝付き反応容器 30mL、φ30	—	212760	¥ 4,200
② 枝付き反応容器 50mL、φ34	—	217160	¥ 4,400
③ 小型セパラブルフラスコセット 50mL、φ38	—	248810	¥100,400
④ 小型セパラブルフラスコセット 100mL、φ50	—	248820	¥105,400
⑤ 小型セパラブルフラスコセット 150mL、φ60、3口	—	251070	¥ 59,400
⑥ 小型セパラブルフラスコセット 150mL、φ60、4口	—	251080	¥ 64,400
⑦ 3口反応容器 150mL、φ60	—	228040	¥ 23,000
⑧ 4口反応容器 150mL、φ60	—	228050	¥ 27,000
⑨ 耐压容器(攪拌子付) 14mL、φ30	HIP-30	218290	¥122,500
⑩ 耐压容器(攪拌子付) 11mL、φ30、保護管付	HIP-30L	228190	¥195,000
⑪ 耐压容器(攪拌子付) 63mL、φ60、保護管付	HIP-60	218310	¥215,000
⑫ 小型コンデンサ(NS14/23付)	—	240120	¥ 6,200
⑬ マルチアダプター(NS14/23付、2口)	—	228080	¥ 12,000
⑭ オンヘッド部(-100/0/2400kPa、リリーフ弁、ボールバルブ付)	HIP-HEAD2	248400	¥154,000
⑮ テフロン®攪拌子(フットボール型 5個)30・50・100mL用	TFS-20	200290	¥ 5,600
⑯ テフロン®攪拌子(フットボール型 5個)30・50・100mL用	TFS-25	200300	¥ 6,000
⑰ テフロン®攪拌子(フットボール型 5個)150mL用	TFS-35	200320	¥10,300
⑱ フラスコカバー(NS14/23×2、NS19/26×1)150mL用、3口	—	251040	¥ 24,000
⑲ フラスコカバー(-\$15/25×3、\$19/38×1)150mL用、4口	—	251050	¥ 29,000
⑳ ベッセル部(150mL)	—	251060	¥ 21,000
㉑ セパラブルクランプ	Y-SK-13	116500	¥ 10,000
セパラブルシールパッキン	Y-SS-13	116520	¥ 4,400

※上記以外のパーツに関しては、P.63をご参照ください。

## オプション

製品名	型式	製品コードNo.	価格
⑮ 試験管アダプター φ30容器用	—	227970	¥ 17,500
試験管アダプター φ34容器用	—	251090	¥ 42,000
試験管アダプター φ38容器用	—	251100	¥ 42,000
試験管アダプター φ50容器用	—	251110	¥ 38,000
⑰ 防滴カバー φ30用	—	228020	¥ 7,000
防滴カバー φ34用	—	251120	¥ 9,500
防滴カバー φ38用	—	251130	¥ 9,500
防滴カバー φ50用	—	251140	¥ 9,500
⑱ スタンドユニット	—	228150	¥115,000
マニフォールド	PPV-34M	228110	¥ 78,000